


Pflasterwundverband



Pflasterverbände dienen zum Bedecken kleiner, nicht stark blutender Wunden. Sie sind Heftpflaster, auf deren Klebeseite eine Wundauflage befestigt ist; diese wird durch zwei sich überlappende Kunststofffolien geschützt.

Anwendung

Die beiden Schutzfolien abziehen, ohne das Mullkissen zu berühren; das Mullkissen auf die Wunde legen und das Pflaster nur auf die unverletzte Haut kleben – das Pflaster haftet nur auf trockener Haut.

Pflasterwundverbände sind trocken und kühl aufzubewahren. Überalterte Pflaster verlieren an Klebekraft; deshalb muss man sie rechtzeitig austauschen.

Die Pflasterstreifen darf man niemals direkt auf die Wunde kleben!